

Onderzoekstafel 2D elektronisch verstelbaar 200x70 cm

Door de tweedelige constructie heeft onze 2D onderzoekbank een lang zit -en rug gedeelte. Het rug gedeelte wordt traploos versteld door middel van een gasveer. De standaard papierrol is onder het hoofdvlak weggewerkt en biedt plaats voor een papierrol tot een breedte van 60 cm.

Technische gegevens

- Tot 300kg belastbaar
- Lage opstap
- Zeer stabiel
- Gebruik vriendelijk
- Hoogwaardige kwaliteit
- Centraal geremde wielen
- Hoofd ondersteunende rugleuning



Onderzoekbank	2D
Afmeting (lengte x Breedte)	200x70cm
Hoogte minimaal	50 cm
Hoogte maximaal	95 cm
Afmeting lange rug	80x70cm
Electrische voetbediening	optie
Electrische handbediening	ja
CE gecertificeerd	ja
Traploos verstelbare rugsteun	standaard
Papierrolhouder	standaard
Belastbaarheid	300kg
Centraal geremde wielen	standaard
Voetensteunen	optie

Te verkrijgen in diverse kleuren..

Tegen een geringe meerprijs kunnen we ook uw logo in de rug drukken.

Vraag naar de mogelijkheden