

Maatwagen huiselijke stijl

Ook voor maatwerk kunnen wij u van dienst zijn. Wij bouwen alle wagens op volgens de wensen en specificaties van de gebruiker. Doordat het mogelijk is om deze multifunctionele wagens in diverse houtkleuren te leveren, krijgen de wagens een zeer huiselijke uitstraling.



Bovenstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van een wagen die geschikt is voor een woongroep van acht cliënten. De wagen is uitgevoerd met een separaat afsluitbare cassettebox met ruime cassettelades, een vakverdeling voor cliëntdossiers en vier uittrekbare lades voor verbandmiddelen en dergelijke. De wagen is geheel afsluitbaar.

Leverbaar in diverse (hout)kleuren.

Graag adviseren wij u in de keuze voor een maatwerk oplossing.

Onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van een wagen waarin de klant een flexibele oplossing zocht voor een dagbakjes systeem.



Hieronder ziet u nog een voorbeeld van een maatwerk oplossing. De klant heeft de binnenkant van de wagen zelf samengesteld met verschillende accessoires.

Afsluitbaar met twee 180gr.draaiende deuren, incl.sleutelslot
Breed werkvlak van Trespa 20mm.met
geïntegreerde duwgrepen aan 2 zijdes
Geassembleerde constructie met gepoedercoat metalen
onderframe in creme en melamine wanden met houtstructuur.
4 zwenkwielen Ø 125 mm, niet markerend, voorzien
van kogellagers - waarvan 1 geremd.
Afmetingen: L 730 x B 480 x H 110 mm

Binnenkant zelf samen te stellen met verschillende accessoires

Inhoud van de wagen van boven naar onder, modules in telescopische ladegeleiders.

