

Stalo medicijndistributiewagen

Deze medicijndistributiewagens zijn uitgevoerd met uitneembare cassettes die in diverse maten leverbaar zijn. Alle modellen zijn voorzien van een kunststof werkblad.



Type 083



Type 183



Type 089




Type 086

Het frame van deze medicijndistributiewagens is vervaardigd uit grijs metaal en kunnen, in overleg, geleverd worden in alle RAL kleuren. De bovenbladen zijn vervaardigd uit een hoogwaardig kunststof. Alle wagens zijn voorzien van een moederslotsysteem.

Er zijn uitvoeringen leverbaar die voorzien zijn van een mappenberging geschikt voor 12 dossiermappen (ringbanden). Optioneel kunnen deze wagens ook uitgerust worden met een laptopdrager. De werkhoogte van deze wagens zijn 107 of 110 cm hoog. De wagen heeft vier zwenkwielen met een diameter van 125 mm, waarvan één geremd.



Cassettes in de afmeting
Bxhxd:
010 54x27x33 cm
015 54x37x33 cm
020 54x47x33 cm
025 54x57x33 cm



Kokers voor flessen of afval.



Lades geschikt voor medicijnen verpakt in de baxterrol, rolbreedte max. 85 mm.