

Toba douche- toiletstoel

De Toba is een RVS douche- toiletstoel met een elektronische bedienbare kanteel- (40°) en hoogtestelling (97cm).



Met een eenvoudige tiptoets afstandsbediening voorzien van duidelijke symbolen. Deze stoel is ontworpen voor algemeen gebruik, maar ook voor zeer complexe zorgsituaties. De TOBA is compact, 60 cm breed en 80 cm lang. Manoeuvreren in kleine ruimten of door smalle deuropeningen vormt geen probleem. De TOBA kan benaderd worden door elke tillift. Maximale capaciteit is 150 kg. Alle vier de wielen kunnen worden geremd.

TOBA Basic: compleet met hoofdsteen, voetensteun en opklapbare armleggers met voorsluiting.

De TOBA is aan te passen aan een aantal complexere zorgsituaties. U kunt hierbij denken aan:

- Slechte rompbalans; zijpelotten ter hoogte van de romp.
- Spasmen; verschillende soorten fixatiebanden.
- MS; ondersteuning van beensteunen/bovenbeenpelotten.
- Vergroeiingen; aangepaste zittingen.

Het is mogelijk om de TOBA Basic geheel naar wens samen te stellen. Mogelijke opties die vanaf de fabriek kunnen worden besteld:

- Vergrendelbare armleggers.
- Armleggers verlengen of verkorten.
- Comfort beensteunen.
- Diverse polsteringen.
- Abductieklos.
- Diverse zittingen.
- Diverse zijpelotten voor extra steun bij romp, bovenbenen enz.
- Diverse fixatiebanden.
- De basiskleur is rood.