

Rolstoelweegplateau MWS300K100M / MWS400K100DM

Dit weegplateau is het ideale meetinstrument voor het wegen van zware personen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, verzorgingstehuizen of revalidatiecentra.
Ook kan deze door zijn breedte goed benut worden door extra breed uitgeruste rolstoelen.

Klasse 3 geijkt en goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EWG
Groot stalen weegplateau met antislip- en slijtagebestendig oppervlak
Geringe hoogte van het platform alsmede geïntegreerde oprijplaten aan beide zijden
vergemakkelijken het oprijden
Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
Intuïtieve bediening via toetsenblok .

PRE-TARE-functie voor 5 gewichten

BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht

Batterij- en netvoeding mogelijk

Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard. Een standaard is optioneel.

Weegschaal kan met behulp van 2 wielen en 1 handvat gemakkelijk worden verplaatst en ruimtebesparend worden opgeborgen

Het beeldscherm heeft een cijferhoogte van 25 mm en een contrastrijk LCD- display, voor comfortabel invoeren en aflezen. U krijgt altijd precieze en stabiele resultaten, ook bij onrustige patiënten. Door het "Automatic Data Hold functie" blijft het gewicht 10 seconden zichtbaar in het display, zodat de patiënt rustig gewogen kan worden. De weegschaal werkt op een accu die tot 20 uur lang kan meegaan.

Voordelen:

- Zeer licht - slechts 48 kg eigen gewicht
- Gemakkelijk verplaatsbaar
- Belastbaar tot 300 kg / 400 kg
- Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
- Weegoppervlak 910x740 mm / 1000x1000 mm

Totale afmetingen 1115x830x65 mm / 1255x1060x69 mm

MWS300K100M Belastbaar tot 300kg
MWS400K100DM Belastbaar tot 400kg
MWS-A01 Standaard 950 mm hoogte

