

Medicijnkoelkasten

De medicijnkoelkasten welke wij in ons assortiment hebben zijn verdeeld in medicijnkoelkasten voor dag- en langdurige opslag.



Kirsch type MED 125



Dometic HC 302FS



Dometic type DS 301H

Voor de dag opslag kunnen wij u Dometic medicijnkoelkast aanbieden in 30 liter. Deze medicijnkoelkast is de perfecte oplossing voor ziekenhuizen, zorgcentra en huisartspraktijken om op locatie, voor dag opslag, temperatuurgevoelige medicijnen op een temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celsius te bewaren. Met behulp van de ladeverdelers kunnen de medicijnen overzichtelijk worden gesorteerd. Bovenop de koelkast staat een digitale thermometer waarmee de binnentemperatuur, alsmede de ingestelde minimum- en maximumtemperatuur worden gecontroleerd. Deze thermometer kan op een nader te bepalen plaats in de directe omgeving van de koelkast worden geplaatst.

Voor de langdurige opslag adviseren wij u de medicijnkoelkasten van het merk Liebherr en Kirsch. Deze farmaceutische koelkasten worden gebruikt voor de opslag van verschillende medicijnen die koel moeten worden bewaard. De Kirsch medicijnkoelkasten worden geleverd met uittrekbare lades en een rooster. De uittrekbare lades en rooster kunnen gemakkelijk op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Deze koel- en ook vrieskasten zijn in vele uitvoeringen leverbaar. Afhankelijk van het type ook voorzien van een alarmsysteem. Diverse opties zijn mogelijk.

Liebherr medicijnkoelkasten



MKV3913



MKUV1613



MKUV1610

De Medi-Line serie zijn volwaardige medicijnkoelkasten. Ze zijn geproduceerd om te voldoen aan de DIN 58345 norm en worden standaard geleverd met 3 roosters of tegen meerprijs met maximaal 4 stuks AluCool aluminium laden.

De MKUv koelkasten hebben een zelfsluitende deur met slot, dynamische ventilator koeling en een akoestisch temperatuuralarm. Verder is de MKUv serie onder andere uitgerust met een potentiaalvrij contact, deur, temperatuuralarm en is de interne temperatuur perfect afgesteld op 5 graden Celsius met minimale fluctuaties. De MKUv serie is uitgerust met een veiligheidsthermostaat. Hierdoor zal de temperatuur in de koelkast nooit onder de 2 graden Celsius komen. Voor de opslag van insuline is deze veiligheidsthermostaat daarom een absolute noodzakelijkheid.

Deze koelkast is in vele uitvoeringen leverbaar.

Medifridge medicijnkoelkasten

De Medifridge medicijnkoelkasten worden geleverd volgens alle DIN 58345 eisen én met 3 jaar volledige garantie.



MF350L-GD +DIN



MF140L-GD +DIN



MF30L-GD +DIN

De medicijnkoelkasten zijn verkrijgbaar in een brede range van producten, met een inhoud variërend van 30 tot 416 liter. De koelingen zijn allen voorzien van een geforceerde luchtcirculatie en automatisch ontdooisysteem. Verder zijn de Medifridge medicijnkoelkasten uitgerust met diverse alarmen, invriesbeveiliging en draadroosters. Voor alle specificaties verwijzen we u naar de product pagina [Medifridge® MedEasy Line Medicijnkoelkasten](#)

Alle modellen Medifridge medicijnkoelkasten zijn zowel met een dichte deur als met een geïsoleerde glasdeur verkrijgbaar.

Meer informatie nodig of vragen? Neem gerust [contact](#) met ons op.